

Ceres SE



















Modelo mostrado con fines ilustrativos, algunas características pueden ser opcionales.



Nuevos Horizontes

Información técnica Ceres SE

 km/h ISO 7176-4	 km	 6°/10%	 115	 2800		
10	35					
15	48					
	30					

					 kg			
620	1280	1300	4.00-5 aire(4)	175	106	140	2 x 12V / 38Ah* 2 x 12V / 50Ah	450W

* 38 Ah sólo para modelos de 10 km/h. Autonomía calculada bajo las mejores condiciones de acuerdo con los Estándares Europeos. Velocidad y radio de giro puede variar (+/-15%). Medidas en mm, kg los pesos y medidas pueden variar (1,5kg y 15mm)



Control Manual



Intermitentes, luces, espejo y freno de mano



Asiento ajustable

Vuestra garantía de calidad.

Nuestros productos cumplen con las más altas normas de calidad certificadas por los institutos de pruebas de la mayoría de países Europeos. Este es el resultado de la continua investigación y más de 60 años de experiencia.



Modelo rojo - 15 km/u



Modelo plata - 10 km/u

VERMEIREN Ibérica SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel. +34 972 42 84 33
Fax +34 972 42 92 39

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es



VERMEIREN
Nuevos Horizontes

Para más información contacte con su distribuidor

