

Mat X1

Colchón presión alternante

Sobrecolchón de presión alternante para pacientes con riesgo bajo de UPP. Peso máximo usuario 125 kg.
Grosor 6.5 cm y superficie 200 x 90 cm




Mat X2

Sobrecolchón de presión alternante para pacientes con riesgo bajo de UPP. Peso máximo usuario 150 kg.
Grosor 9 cm y superficie 200 x 90 cm



Colchón sobre la cama
(sólo fines ilustrativos)



Mat X1 detalle



Colchón sobre la cama
(sólo fines ilustrativos)



Mat X2 detalle



Compresor

Potencia nominal	220V / 50 Hz, 8W
Presión de salida	6 litros / minuto
Rango de presión	25-110 mmHg
Tiempo de ciclo	5 min. - 10 min.
Fusible	1,5A / 250V
Peso	1,2 kg

Colchón MAT X1

Color	Beige
Material	PVC
Peso máximo	125 kg
Dimensiones	2000 x 900 x 65
Peso	2 kg

Colchón MAT X2

Color	Azul
Material	PVC
Peso máximo	150 kg
Dimensiones	2000 x 900 x 90
Peso	2 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.