

Freedom (2217E)

a partir de 14 años

Triciclos - Adolescente



blanco negro



Longitud interior de la pierna de 68 a 88 cm

El modelo eléctrico con asistencia al pedaleo, permite ir más lejos, de manera más fácil y más rápida.

El sistema es muy fácil de usar. Un simple ON/OFF en la batería y un mando en el manillar para activar. También está equipado con un botón BOOSTER para dar una rápida aceleración al triciclo (por ejemplo, cuando lo necesita para empezar cuesta arriba).



La batería, que se encuentra en la parte posterior del triciclo es ligera y extraíble, lo que le permite fácilmente recargarlo en casa. La asistencia eléctrica da propulsión a la rueda delantera del triciclo.



Batería



Control manual



velocidad
17 km/h



batería
36 V / 9 Ah



motor
250 W

Gama de opciones disponibles.

Autonomía: depende del uso, estado de la carretera, las características del cuerpo y la propulsión seleccionada.



largo total
1600



ancho total
670



altura de sillín
709-950



altura de sillín a pedal
586-827



altura desde suelo
174



altura manillar
986-1174



tamaño de la rueda
20" x 1.75



peso
31,5



peso máximo usuario
110

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— 2217E —

