

9062 - 9063

Sedia da comodo

Questa classica sedia da comodo con rivestimento in skai, favorisce prestazioni ottimali di comfort e igiene. I robusti braccioli fissi e lo schienale garantiscono l'ottima qualità di questa sedia da comodo. Lo schienale è avvolgente per un miglior comfort di seduta, il rivestimento imbottito è morbido al tatto e la distanza tra il sedile e la vaschetta è minima.



Modella 9063
Regolabile in altezza



Modella 9062



Schienale avvolgente per un miglior comfort di seduta



9063
Regolabile in altezza



Imbottitura morbida per un appoggio più confortevole



Minima distanza tra sedile e vaschetta

Colore telaio



C86

Colore imbottitura



Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, le sedie da comodo **9062** e **9063** sono conformi alle normative più importanti, stabilite da istituti di prova certificati nella maggior parte dei paesi europei.

Informação técnica 9062 - 9063

■ Larghezza totale	620 mm
■ Altezza totale	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Lunghezza totale	650 mm
■ Larghezza sedile	430 mm
■ Altezza bracciolo	215 mm
■ Altezza sedile	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Altezza schienale	400 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Peso massimo dell'utente	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.