

# Luna Ultra Low

Camas



beige


El modelo LUNA ULTRA LOW es una cama con 3 motores, ideal para pacientes afectados de Alzheimer o con un control limitado del cuerpo durante el sueño, y que tienden a caerse de la cama. La posibilidad de bajar la cama a pocos centímetros del suelo, ayuda a minimizar este riesgo.



- 1 Incorporador opcional
- 2 Ajuste de la flexión de rodilla eléctricamente y reposapiés ajustable manualmente mediante cremallera, incluida
- 3 Altura mínima al suelo de 205 mm



Mando con funciones de bloqueo



Freno en las 4 ruedas



Kit de transporte



Anti-trendelenburg



900x2000x120  
max. 20 kg

1025

2180

205

840-1250

31,7°

83°

-14,8°

96,35

140

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— LUNA ULTRA LOW —