

Bobby

Fauteuil de transfert léger et pliant



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



Pour plus de mobilité

Information technique Bobby



largeur totale



largeur d'assise



hauteur accoudoirs



hauteur d'assise



hauteur dossier



hauteur repose-jambes



profondeur d'assise



longueur totale



poids



poids utilisateur

590	420	220	500	380	370 - 500	420	950	9,40*	115
640	480	220	500	380	370 - 500	420	950	9,95*	115

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°. *En configuration optimale, sans repose-pieds

Fauteuil de transfert pliant.


Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact.

- Pliant
- Deux freins manuels
- Accoudoirs rembourrés
- Angle de repose-pieds ajustable
- Cale-talons ajustables

Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.



Dossier pliant avec pochette de rangement



Frein de parking



Pédale inférieure pour incliner le fauteuil



Pliable pour un transport facile



Poignées à tirer pour un pliage rapide

VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques