



# ECO-plus

## R O L L A T O R

larghezza totale	610 mm
lunghezza totale	680-795 mm
altezza totale	845-1020 mm
profondità sedile	360 mm
larghezza sedile	360 mm
altezza sedile	555-625 mm
peso	7,2 kg
portata massima	136 kg
ruote	200 x 35 mm
colori	grigio - blu

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg)  
Modifiche tecniche riservate.



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

**Vermeiren Italia s.r.l.** - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI)

Tel.: +39 02/997707 - Fax: +39 02/93585617 - info@vermeiren.it - website: www.vermeiren.it



# Mobilità illimitata