

V300D XL

Leichtgewichtrollstuhl verstärkt

Der **V300D XL** ist ein leichter, manueller Rollstuhl geeignet für temporäre oder permanente Nutzung mit maximalen Einstellmöglichkeiten für Ihre persönlichen Bedürfnisse.



VERMEIREN
we care for you



Standard

- Höhenverstellbare Armlehnen kurz
- Fussplatten winkelverstellbar
- Sitztuch in der Tiefe verstellbar
- Sitzkissen Dicke 4 cm Nylon schwarz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenbespannung anpassbar
- Begleitpersonenbremse

Optionen

Der **V300D XL** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C59

Champagner

Technische Informationen

■ Gesamtbreite*	740 - 770 - 810 mm
■ Gesamthöhe	840 - 930 mm
■ Gesamtlänge	1085 mm
■ gefaltet	350 mm
■ Sitzbreite	530 - 560 - 600 mm
■ Höhe Armlehnen	210 - 310 mm

■ Sitzhöhe	440 - 530 mm
■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm
■ Gewicht	21 kg
■ Maximales Benutzergewicht	170 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
 Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.
 *CH-Version mit Begleitpersonenbremsen + 25 mm / 2 kg

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Der **V300D XL** ist die passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **V300D XL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
 3645 Gwatt (Thun)
 Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
 Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**