

Goliat

XXL ROLLATOR



Largeur	650 mm
Longueur (dépliée)	750 mm
Largeur siège	550 mm
Hauteur siège	490 - 560 mm
Profondeur siège	410 mm
Poignées de poussée réglables en hauteur	830 - 1020 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	10,7 kg
Poids utilisateur	200 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	8"
Couleur	rouge/argent

Sous réserve de modifications techniques.
Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Vermeiren France Phalempin - Rue de l'Empire - 59133 Phalempin - Tel.: 03 28 55 07 98 - Fax: 03 20 90 28 89

Vermeiren France Cournon - 11 rue des Acilloux - 63800 Cournon d'Auvergne - Tel.: 04 73 60 82 40 - Fax: 04 73 77 95 94

info@vermeiren.fr • Visitez également notre site Internet: www.vermeiren.fr

Pour plus de mobilité