

Eco-Light II

Rollator

L'Eco-Light II est un rollator pliable à 4 roues. Il est équipé d'un panier amovible, d'un siège rembourré et d'un porte-canne. Une barre pliable apporte un maintien en position assise. Il est muni de freins avec position parking et de poignées à hauteur réglable. Plié et prêt pour le transport en quelques secondes.

largeur totale	615 mm
profondeur siège	305 mm
largeur siège	355 mm
hauteur siège	560 mm
hauteur totale	800 - 930 mm
longueur totale	695 mm
poids totale	7,5 kg
poids utilisateur max.	120 kg
roues (avant/arrière)	8 x 1 ¹ / ₄ (ø 200 mm)
couleur(s)	gris

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



VERMEIREN France Phalempin - Rue de l'Empire - 59133 Phalempin - Tel.: 03 28 55 07 98 - Fax: 03 20 90 28 89
VERMEIREN France Cournon - 11 rue des Acilloux - 63800 Cournon d'Auvergne - Tel.: 04 73 60 82 40 - Fax: 04 73 77 95 94
info@vermeiren.fr - Visitez également notre site Internet: www.vermeiren.fr

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité