

# Goliat

## XXL ROLLATOR



Breite	650 mm
Länge (ausgeklappt)	750 mm
Sitzbreite	550 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Sitztiefe	410 mm
Höhe Schiebegriffe	830 - 1020 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	15°
Gewicht	10,7 kg
<b>Benutzergewicht</b>	<b>200 kg</b>
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	8"
Farbe	rot/silber

Technische Änderungen vorbehalten. Abweichungen bei Maße und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

**Vermeiren Schweiz AG** - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - website: www.vermeiren.ch

# Ihre Mobilität ist unser Anliegen