

# Sagitta (SI)

Sillas de ruedas manuales



1

Silla activa de aluminio

1 Tamaño reducido para un mejor transporte

2 3 chasis distintos:

A Sagitta con frontal estrecho

B Sagitta cuadro largo Vframe


C Sagitta S.I. con inclinación de asiento



2



A



B



C



3

Empuñaduras de altura regulable



4

B23 - Cojín



5

Chasis SI: ángulo de asiento regulable



6

B78 - Ruedas antivuelco

Gama de accesorios y opciones.



550-680	360	7°	480	3"	230-430	100	330-380-420	755-855	0°	>9,5	100
570-700	380	7°	(sin cojín)	4"	230-430	ajustable	(versión estándar)	755-855	2°		
590-720	400	7°	510	5"	230-430			755-855	4°		
610-740	420	7°	(con cojín)		230-430		440-460	755-855	6°		
630-760	440	7°			230-430		(versión larga)	755-855	8°		
650-780	460	7°			230-430						

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— SAGITTA (SI) —

# Opciones

## Opciones Sagitta (SI)



Protector de ropa  
**B82S**



Protector de ropa  
**B82**



Protector de ropa  
**B82 + tubo**



Frenos deportivos



Frenos estándar



Reposapiés de  
aluminio invertido



Reposapiés con  
paletas separadas



Reposapiés monobloc  
de tubo redondo




Reposapiés monobloc  
con placa de aluminio



Empuñaduras  
regulables en altura



Empuñaduras  
estándar



Ruedas 3" translúcidas



Ruedas 4" translúcidas



Ruedas 5" translúcidas



Ruedas 3" negras



Ruedas 4" negras



Ruedas 5" negras



Protector para radios **B85**  
**M3 "Extremo"**



Protector para radios **B85**  
**M1 "Flowers"**



Protector para radios **B85**  
**M2 "Flowers"**



Protector para radios **B85**  
**M3 "Pirate"**



Protector para radios **B85**  
logo Sagitta



Protector para radios  
**B85 (transparente)**



**Delphi Alu Schwalbe Right Run**  
Alrededor de 1,38 kg con cubierta  
Compatible con las cubiertas:  
1. Marathon Plus Evolution (1901721)  
3. Schwalbe Right Run (2990948)



**Ruedas 24" Spinergy**  
Alrededor de 1,79 kg con cubierta  
Compatible con las cubiertas:  
1. Marathon Plus Evolution (1901721)



**Ruedas 24" Off Road**  
Alrededor de 2,24 kg con cubierta  
Compatible con las cubiertas:  
2. Landcruiser (2991487)



**Ruedas 24" Viking**  
Alrededor de 1,85 kg con cubierta  
Compatible con las cubiertas:  
1. Marathon Plus Evolution (1901721)