

# Grace & Iris



El taburete para ducha Grace consta de una placa trasera para su montaje en la pared y un asiento con dos asideros. Grace se puede plegar y fijar en posición vertical. Las patas de altura ajustable le proporcionaran un soporte extra al usuario.

anchura: 480 mm  
profundidad: 410 mm  
altura: 420 - 530 mm  
anchura de asiento: 480 mm  
altura de asiento: 380 - 490 mm  
peso: 3 kg  
peso de usuario: 130 kg

La barra abatible Iris está diseñada para ayudarle a levantarse del wáter. Se puede plegar hacia arriba si es necesario. Esta barra también dispone de un soporte para el papel higiénico.

anchura: 100 mm  
longitud: 740 mm  
altura: 230 mm  
peso: 1,8 kg  
peso de usuario: 130 kg

