

Navix S.U.

Bipedestación



* disponible en mate y brillante



La Navix S.U. con prestaciones basadas en la Navix es una silla de ruedas electronica de bipedestacion.

- 1 Asiento y respaldo anatómicos
- 2 Cincha de seguridad en el pecho
- 3 BZ10 Elevables eléctricos monobloc



Soporte de rodillas articulado



Ruedas antivuelco en la parte frontal



Posición normal



Posición acostada



2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32 km 9° 50 1250

Gama de accesorios y opciones.



602 400 242-350 470 450-500 610 365-465 1090 122 130
670 450

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— NAVIX S.U. —

