

9062 - 9063

Silla fija de WC

Esta clásica silla con inodoro tapizada en polipiel, ofrece una óptima comodidad e higiene. Los reposabrazos fijos y un estable respaldo garantizan la calidad superior de esta silla con inodoro. El respaldo es envolvente para ofrecer mayor comodidad al sentarse, la tapicería acolchada se siente suave al tacto y la distancia entre el asiento y la cubeta es mínima.



Modelo 9063
Patatas regulables en altura



Modelo 9062



Respaldo envolvente para una mayor comodidad de asiento



9063 - Patas regulables en altura



Acolchado suave para un contacto más suave



Distancia mínima entre el asiento y la cubeta

Color del chasis



C86

Color de la tapicería



Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Garantía de calidad

En cuanto a la calidad, las sillas **9062** y **9063** cumplen con las más altas normas establecidas por institutos de pruebas certificados en la mayoría de los países europeos.

Información técnica 9062 - 9063

■ Ancho total	920 mm
■ Altura total	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Largo total	650 mm
■ Ancho de asiento	430 mm
■ Altura reposabrazos	215 mm
■ Altura de asiento	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Altura de respaldo	400 mm
■ Profundidad de asiento	450 mm
■ Peso	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Peso máximo usuario	120 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.



VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.