

286i

R O L A T O R A

Anchura	600 mm
Longitud (desplegado)	680 mm
Anchura del asiento	420 mm
Altura del asiento	560 mm
Frenos	Freno multifuncional
Inclinación máx.	Utilizar como bajo superficie plana
Peso	9 kg
Con cesta y bandeja	9,85 kg
Peso máximo del usuario	130 kg
Peso máximo de la cesta	5 kg
Ruedas	Ø 190 mm x 45 mm
Color	azul

Sujeto a modificaciones técnicas. Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (1,5 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



N.V. Vermeiren N.V. - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 40 50 54
www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

Abriendo nuevos horizontes en movilidad