

Bayo

Sillas de ruedas infantiles

Tapicería de color
 beige marrón verde gris naranja gris azul gris

Chasis
 C29 gris C75 negro



- 1 Silla posicionamiento multiajustable
- 2 Taco abductor
- 3 Cinturón de 4 puntos
- 4 Pedal para la regulación de la altura de la base
- 5 Tapizado en tejido ALCALA, es suave, agradable al tacto, transpirable, resistente a la formación de pelusa, ignífugo, fácil de limpiar, resistente al agua, muy duradero e imita la piel natural con un material ecológico.



6 Ruedas con frenos independientes



7 Reposapiés con sandalias orientables



8 Soporte de tronco ajustable



9 Reposacabezas regulable

Gama de accesorios y opciones.



490	—	320	130-300	470-610 (sin cojín)	520-640	250-340	280-340	840	19,5	35
560		400			650-780	315-400	360-410		25	50

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— BAYO —

Opciones

Opciones Gemini & Bayo



U63 - Mesa terapéutica



U64 - Barra delantera



Reposapiés de paleta separada



Reposabrazos tubular



Reposabrazos multi-ajustables



Fijación de pecho y controles de tronco ajustados



B28 - Cojín reductor de asiento



Soporte lumbar



U66 - Reposacabezas flexible



Chasis de exteriores (Gemini)



U73 NEO - Peto con cremallera



U74 NEO - Peto sin cremallera



U78 NEO - Arnés de hombros



U79 NEO - Arnés de hombros en "H"



U80 NEO - Cinturón pectoral



U01 NEO - Pantalón abductor



U76 NEO - Cinturón pélvico de 2 puntos



U75 NEO - Cinturón pélvico de 4 puntos

El asiento se puede separar de la base para ser instalado en el chasis de la Gemini.
Atención: antes de instalar el asiento en el chasis Gemini retire los reposabrazos multifuncionales si están instalados en su BAYO.

BAYO



2 EN 1

GEMINI II

