

Pluo

Sedia da doccia

Pluo è una sedia da doccia comoda, igienica e moderna. Il sedile e lo schienale sono realizzati in plastica morbida e confortevole, facile da pulire. Pluo è una sedia da doccia comoda, igienica e moderna. Il sedile e lo schienale sono realizzati in plastica morbida e confortevole, facile da pulire.



*Pluo, modello con ruote da 24"
(sedile e schienale in PU – optional)*



Pluo, modello con ruote da 5"



VERMEIREN
we care for you

Optional



Supporti laterali



Secchio wc



Cintura di sicurezza




Appoggiatesta regolabile



Staffa di sicurezza



Cuscinetti in gel rimovibili



Altezza del sedile regolabile
(515 - 605 mm) solo per
la versione con ruote da 5"



Quattro ruote frenanti
(optional), solo per la
versione con ruote da 5"



Schienale in PU



Sedile in PU

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Pluo** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	570 mm / 668 mm
■ Altezza totale	1035 mm
■ Lunghezza totale	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Larghezza piegata	X
■ Larghezza sedile	480 mm
■ Altezza bracciolo	225 mm

■ Altezza sedile	515 mm
■ Altezza schienale	920 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	9,7 kg / 14 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you