

NAVIX S.U.

Coloris disponibles :

Le Navix SU aussi connu comme Navix Stand-Up est un fauteuil électronique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Navix et l'ajout de la fonction stand up.



C4* rouge	C5* noir	C8* jaune	C29* argent
C53* orange	C55* gris fer	C56* bleu gris	C59* champagne
C71 bleu métallique	C72 rouge métallique	C73 vert métallique	C76* blanc
C78 bleu clair	C79* bleu pacifique	C85* vert électrique	C87* orange clair
C88* or	C89* cuivre		

* existe en mat et en brillant



1 Grâce à sa taille compacte, le Navix SU sera idéal pour l'intérieur



2 3 positions possibles : verticale, assise ou horizontale



3 Repose-jambe électrique avec compensation automatique de longueur



4 Très confortable avec son assise et son dossier rembourrés



2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32km 9° 50 1250



602 400 min. 242 450
670 450 & max. 350 470 500 610 1090 122 130

