

Alesia

Sillón de descanso

El sillón de descanso Alesia ofrece un respaldo reclinable con doble control tanto para el asistente como para el usuario. La inclinación del asiento y los reposabrazos son ajustables en combinación con un reposapiés retráctil.



VERMEIREN
we care for you

Todo confort

Las ruedas traseras tienen frenos de pie para garantizar la seguridad durante las transferencias o mientras permanece parado. El cojín del asiento ha sido moldeado para garantizar el máximo confort.

Alesia viene con una amplia gama de opciones, como un soporte de suero y soportes laterales...

La silla también está disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a su estilo o diseño interior.

Colores



Opciones

- AL04 - Soportes de tronco
- AL12 - Mesa terapéutica
- AL52 - Porta-suero
- AL83 - Soporte de bombona de oxígeno
- AL84 - Porta documentos
- AL85 - Soporte para bolsa de orina



Información técnica

Ancho total	700 mm
Largo total	800 mm
Altura total	1330 mm
Ancho del asiento	540 mm
Altura del asiento	530 mm
Ángulo del asiento	12°

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Alesia** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



Profundidad del asiento	480 mm
Altura reposabrazos	800 mm
Altura del reposabrazos	0 - 270 mm
Peso	33 kg
Peso máximo usuario	140 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.