

Dati tecnici V500




590	390									
620	420									
640	440	440/470/500/530	400	150x30	850/880/910/940	440/460/480/500	1010	15,6	130	
660	460									
680	480									
700	500									

Misure in mm, peso in kg.

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

Disponibile anche la versione V500 30° (schienale reclinabile)



La reclinazione dello schienale con pistoni per una precisione nella posizione ed un comfort ottimale sia per l'utente che per la persona che assiste.



È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

Da più di 60 anni Vermeiren copre un ruolo importante nello sviluppo e costruzione di carrozzine moderne e personalizzabili. Il nostro principale obiettivo è realizzare carrozzine che si adattino alle esigenze delle persone.

È per questo motivo che abbiamo adottato un sistema modulare ed in questa ottica, abbiamo pensato ad una vasta gamma di accessori intercambiabili.

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 04/2018

V500

REGOLABILE



Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzionalità potrebbero essere opzionali.



Mobilità illimitata

Modifiche tecniche riservate.

V500

La **V500** è una carrozzina leggera per l'utilizzo temporaneo o permanente. È disponibile nelle versioni a schienale fisso o **reclinabile a 30°**.

Questo modello dispone di diverse possibilità di regolazioni incluse nella sua versione standard.

- 4 regolazioni di altezza della seduta da terra.
- 4 regolazioni di profondità della seduta.
- 6 larghezze di seduta.
- 5 regolazioni di angolazioni della seduta da 0° a 10°.
- Cuscino sedile e schienale inclusi.
- Tasca portaoggetti posizionata sotto il sedile.



Schienale fisso
o reclinabile
(V500 30°)

Colore



Rotelle passaggi stretti
antiribaltamento incluse

Tele sedile e schienale tensionabili

Freni con impugnatura lunga
a scomparsa

Impugnature di spinta corte



Altezza della seduta regolabile

Profondità della seduta regolabile

Pedane estraibili e ribaltabili
esternamente ed internamente

Braccioli regolabili in altezza
ed estraibili