



Pluo, modèle avec roues de 24"

Pluo

Chaise de douche

Pluo est une chaise de douche hygiénique, confortable et moderne. L'assise et le dossier sont confortables et faciles à nettoyer.

Sa hauteur d'assise lui permet de passer au-dessus la plupart des toilettes pour être utilisé si besoin.



Pluo, modèle avec roues de 5"



VERMEIREN
we care for you

Options



Support latéral



Seau




Ceinture de sécurité




Appui-tête réglable



Barre de sécurité



Assise gel amovible



Hauteur d'assise ajustable (515 - 605 mm) uniquement sur le modèle 5"



Freins séparés sur les 4 roues uniquement sur le modèle 5"



Dossier confort en PU



Siège confort en PU

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Pluo** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	570 mm / 668 mm
■ Hauteur totale	1035 mm
■ Longueur totale	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Largeur pliée	X
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	515 mm
■ Hauteur dossier	920 mm
■ Profondeur siège	450 mm
■ Poids	9,7 kg / 14 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

