

one⁺

Scooter compatto per interni
Indicato per spostamenti brevi
Si adegua al tuo stile



one⁺ = 4

4 diversi colori inclusi. Cambia lo stile del tuo scooter in qualsiasi momento. Non sono necessari strumenti.



VERMEIREN
we care for you

Compatto ed Elegante

One+ è uno scooter compatto ed elegante per uso interno ma anche adatto a brevi spostamenti. Si adegua al tuo stile e alle tue esigenze! Leggero e compatto, **One+** può essere utilizzato per brevi spostamenti verso ristoranti, negozi o in piccoli spazi. Lo scooter si smonta completamente e risulta quindi comodo da riporre o trasportare. 4 colori in dotazione che possono essere facilmente cambiati, in qualsiasi momento, per adattare lo scooter al tuo stile.

Colori

Lo scooter **One+** è fornito con 4 colori intercambiabili già inclusi. Facili da cambiare e adattare al tuo stile. One = 4



blu

verde brillante

arancione

rosa chiaro

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **One+** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Completamente smontabile e facile da riporre



Facile da usare grazie ai comandi intuitivi



Sterzo regolabile



Si adatta a un'auto piccola

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 mm
■ Altezza totale	880 mm
■ Lunghezza totale	1030 mm
■ Altezza sedile	525-570 mm
■ Raggio di sterzata	1150 mm
■ Batterie	24V - 25 Ah

■ Autonomia	30 km*
■ Motore	270 W
■ Velocità	8 km/h*
■ Peso	50 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali. * Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.