

# Quadri-Light

A N D A D O R



ancho	650 mm
profundidad del asiento	200 mm
ancho asiento	450 mm
altura del asiento	610 mm
altura total	805 - 930 mm
largo	700 mm
peso total	7,25 kg
carga máxima	130 kg
ruedas delanteras:	8" (Ø 200 mm x 40 mm)
traseras:	7" (Ø 178 mm x 40 mm)
colores	rojo metalizado - plata metalizado

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15 mm / 1,5kg).  
Abriendo nuevos horizontes en movilidad.

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

**Vermeiren Iberica, S.L.** - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A  
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 40 50 54  
[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es) - [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Abriendo nuevos horizontes en movilidad