

# 9300 series

Cómodas



C29  
gris

Silla fija, con tapizado confort, reposapiernas elevables y asiento inodoro de serie.



- 1 Modelo 9303: asiento inodoro, con cubeta extraíble, 4 ruedas de 100 mm, las traseras con freno
- 2 Modelo 9300: asiento inodoro, con cubeta extraíble, ruedas traseras autopropulsables de 24" x 1 3/8 en PU. Ruedas delanteras direccionales 200x50 PU. Frenos manuales en ruedas traseras.



Respaldo anatómico reclinable



9302: 4 ruedas pequeñas



Reposacabezas L06 (opcional)



Reposacabezas L55 (opcional)



9300	660 & 690	430 & 460	260	500	580	305-445	450	1100	25,5	100
9302	620 & 650	430 & 460	260	500	580	305-445	450	840	24,5	
9303	560 & 590	430 & 460	260	470	580	305-445	450	850	23,5	

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— 9300 - 9302 - 9303 —

