

FOREST 3+

MAX. BELASTBARKEIT

250 KG



Serienmäßig **LiNX**® Steuerung.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.


Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Angaben Forest 3+



2x12V-80Ah 2x350W 10 km/h 49 km 9° 52 1840



705 500-550 335-380 450 450/500/550 590 250-399 1145-1163 134,35 250
760 600-650 335-380 450 450/500/550 590 250-399 1145-1163 134,35 250

Maße in mm, Gewicht in kg. Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm and 1,5 kg) sind möglich.

FOREST 3+ in Zahlen

- Kompakter Rahmen mit einer Sitzbreite ab 50 cm
- Bodenfreiheit bis zu 75 mm
- Die Pendelachse sichert die Fahrstabilität. Alle vier Räder bleiben in Kontakt mit dem Boden, auch bei unwegsamem Gelände (bis zu 10 mm)
- Sitzhöhe 45 cm

- Geschwindigkeit 10 km/h
- Motoren: 350W
- Batterien: 80 A/h
- Reichweite bis zu 49 km



Extra's




Klare LED-Leuchten vorne und hinten inclusive Blinker.



Die V-STAB Technologie beeinflusst das Fahrverhalten des Elektrorollstuhls so, dass die gewünschte Fahrtrichtung ohne Joystickkorrekturen bewältigt werden kann - unabhängig von Bodenunebenheiten.

Farben



Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.