

Normandie

Fauteuil de repos



VERMEIREN
we care for you



Normandie

Confortable et Design

Le Normandie est un fauteuil confortable au design moderne qui s'intégrera parfaitement à l'intérieur d'un domicile ou d'une collectivité.

Avec son dossier inclinable à 45° et un repose-jambes à inclinaison automatique, le Normandie procure un confort optimal tout au long de son utilisation, même de longue durée. Son châssis en métal lui assure une stabilité maximale lors des transferts.

Le stockage et le transport du Normandie sont facilités grâce au démontage facile du dossier qui le rendent plus compact.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Nous proposons plusieurs coloris et options pour adapter le Normandie à vos besoins, à votre intérieur et à vos goûts. Parmi les options figurent un porte-serum ou encore une tablette.



Dossier démontable



Normandie avec porte-serum et tablette



Barre de poussée

Accoudoirs ajustables

Poignée d'inclinaison

Accoudoirs en position basse pour les transferts

Languedoc

Confort et simplicité

Le Languedoc est un fauteuil de repos sans repose-jambes. Il combine les caractéristiques du Normandie et son design moderne tout en étant plus économique.

Avec les petites roues arrière, le fauteuil est facilement transportable. Avec son dossier inclinable à 45° et ses accoudoirs ajustables, le Languedoc s'adapte à chaque utilisateur pour offrir le maximum de confort.

Disponible en plusieurs coloris.



Normandie - Languedoc


Options



B12 - Tablette



B22 - Plot d'abduction
(taille M ou L)



B52 - Porte-serum



M - Manchette
de prélèvement

Coloris



GS - Cuir artificiel
gris



BR - Cuir artificiel
brun



37 - Cuir artificiel
bleu



33 - Cuir artificiel
lavande



ZW - Cuir artificiel
noir

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	685 mm
■ Hauteur totale	1200* / 1205** mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm
■ Angle du dossier	13° - 45°

■ Hauteur d'assise	500* / 520** mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Profondeur siège	480 mm
■ Poids Normandie	27,8* / 29,15** kg
■ Poids Languedoc	22,4* / 23,75** kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

* sans roues / ** avec roues

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

