

# Vera

## Base di trasferimento con seduta rotante

**Vera è un'asse di trasferimento in plastica con seduta rotante a 360°.** Dotata di più fori per consentire all'acqua di defluire e prevenire lo scivolamento. Si adatta alla maggior parte delle vasche da bagno disponibili sul mercato e si monta senza l'ausilio di attrezzi.

■ Larghezza totale	350 mm
■ Lunghezza totale	730 mm
■ Altezza totale	175 mm
■ Diametro del disco rotante	325 mm
■ Weight	3,75 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Colori	white
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

