

286i

ROLLATOR

Larghezza	600 mm
Lunghezza (estesa)	680 mm
Larghezza sedile	420 mm
Altezza sedile	560 mm
Freni	freno multifunzionale
Pendenza massima	Usare su terreni lisci
Peso	9 kg
Con cestello e ripiano	9,85 kg
Peso massimo dell' occupante	130 kg
Altezza massima cestino	5 kg
Ruote	Ø 190 mm x 45 mm
Colore	blu

Modifiche tecniche riservate. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).



Vermeiren Italia S.R.L. - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia
Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - www.vermeiren.it - info@vermeiren.it
Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata