

V300D

Solides Leichtgewicht

Der **V300D** ist ein leichter, manueller Rollstuhl geeignet für temporäre oder permanente Nutzung mit maximalen Einstellmöglichkeiten für Ihre persönlichen Bedürfnisse.



Option BZ8 - höhenverstellbare Beinstützen



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



VERMEIREN
we care for you



Standard

- Höhenverstellbare Armlehnen kurz
- Fussplatten winkelverstellbar
- Begleitpersonenbremsen
- Sitzkissen Dicke 4 cm Nylon schwarz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenbespannung anpassbar

Optionen

Der **V300D** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C59

Champagner

Technische Informationen

■ Gesamtbreite*	590/620/640/660/680/700 mm
■ Gesamthöhe	930-1020 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	390/420/440/460/480/500 mm
■ Armlehnenhöhe	220-240 mm

* CH-Version mit Begleitpersonenbremsen + 15 mm / 1,6 kg

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Der **V300D** ist die passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **V300D** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

■ Sitzhöhe	440-530 mm
■ Rückenhöhe	420 mm
■ Sitztiefe	440-520 mm
■ Gewicht*	17,7 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	Ⓢ Ⓜ

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**