


690


Kit rampes




690 - KIT 1



690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4

Nos rampes 690 sont parmi les plus polyvalentes et robustes sur le marché. Elles s'adaptent à presque toutes les situations et sont faciles à modifier. Déterminer la hauteur à franchir, puis sélectionner le kit rampe approprié. Avec son système modulaire de 18 à 199 mm vous pouvez ajuster le kit à la hauteur souhaitée et charger jusqu'à 200 kg.

Disponibles en 5 tailles différentes de la plus petite à la plus grande.



690 - KIT 5






Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Kit Rampes 690

■ KIT 1 - longueur x largeur x hauteur	250 x 750 x 18-55 mm	■ Poids	1,3 kg
■ KIT 2 - longueur x largeur x hauteur	500 x 750 x 36-91 mm	■ Poids	4,3 kg
■ KIT 3 - longueur x largeur x hauteur	750 x 750 x 72-127 mm	■ Poids	9,2 kg
■ KIT 4 - longueur x largeur x hauteur	1000 x 750 x 108-163 mm	■ Poids	15,8 kg
■ KIT 5 - longueur x largeur x hauteur	1250 x 750 x 144-199 mm	■ Poids	20 kg
■ Charge maximale	200 kg	■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg




Ecologiques

Ces rampes sont fabriquées avec un polyéthylène qui respecte l'environnement. Ce polyéthylène est non-toxique et similaire à la matière que l'on peut par exemple trouver à l'intérieur des boîtes de lait en carton.

Les produits en polyéthylène sont résistants à l'acide et sont anti-corrosion, ils résistent également à tous les détergents utilisés à domicile.

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, les kit rampes répondent aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.



VERMEIREN
Pour plus de mobilité



Sous réserve de modifications techniques