

Quava

R O L L A T O R

Gesamtbreite	655 mm
Sitztiefe	225 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	540 mm
Gesamthöhe	830 - 955 mm
Gesamtlänge	710 mm
Gesamtgewicht	7,05 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	136 kg
Räder (vorne / hinten)	200 x 35 mm
Farben	rot und kohlegrau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei
Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind
möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Schweiz AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch



Ihre Mobilität ist unser Anliegen