



# GEMINI 2

Qualità e adattabilità.

**Confortevole e di semplice utilizzo.**

Il passeggino **Gemini 2**, completamente regolabile e personalizzabile, è un compagno perfetto per l'utilizzo sia all'esterno che in casa.



# Gestione del posizionamento facile e intelligente

■ Una postura corretta, anche in tenera età, è importante. Grazie alla nostra vasta gamma di accessori per il posizionamento, possiamo personalizzare il passeggino **Gemini 2** affinché si adatti perfettamente alle esigenze del bambino.

Le possibilità di regolazione includono:

- Correzioni della postura della testa
- Correzioni della postura del tronco
- Correzioni della postura delle anche
- Correzioni della postura dei piedi



## Efficiente cambio posturale

- Sia per un breve che un lungo utilizzo, il cambiamento della postura durante il giorno è un must per il tuo bambino. Per alleviare la pressione, per la circolazione del sangue o semplicemente per il comfort.

Puoi scegliere se essere in contatto visivo permanente con tuo figlio o se fargli vedere ed esplorare il mondo di fronte a lui.

Il sistema intelligente **ReverSeat** ti permette di invertire facilmente il sedile.





# Crea il tuo Gemini

- Personalizza e regola completamente il tuo **Gemini 2** con un'ampia gamma di opzioni e accessori.



Tavolo in plastica - U90



Protezione pioggia in plastica - U96

## Rivestimenti e colori telaio



Nero e Grigio




Blu e Grigio



Verde e Grigio



Viola e Grigio



Blu e Nero 3D Net



Colore telaio: Nero opaco



Colore telaio: Grigio scuro puntinato



## Facile da usare

- Configura e regola facilmente il **Gemini 2** grazie al sistema smart senza necessità di strumenti. Tira, ruota o gira le manopole e riconfigura il tuo passeggino in pochi secondi.

Il **Gemini 2** è stato riprogettato basandosi sulla compattezza, per facilitarne stoccaggio e trasporto.



Posizione del sedile reversibile



Regolazione dello schienale



Telaio pieghevole



Freno a pedale



Maniglione regolabile



Pedana regolabile



# L'originale sistema 2-in-1

- Due possibilità di configurazione con un unico sistema di seduta. Utilizzando il telaio per interni U82, puoi montare rapidamente il sedile del **Gemini 2** sulla parte superiore. Trasforma il tuo passeggino in una seduta per attività varie e divertenti.





Ruote anteriori da 8" gonfiabili/PU piene



Ruote posteriori da 12" gonfiabili/PU piene



Cuscino fianchi 2 cm - B28A  
Cuscino fianchi 4 cm - B28B



Cuscino tronco 2 cm - B28C  
Cuscino tronco 4 cm - B28D



Cuneo divaricatore - U53



Cestello - U61



Coprigambe - U62



Cappottina - U67



Blocco delle ruote direzionali - U68



Barra anteriore - U64



Barra di spinta  
regolabile a 180°

Capottina pieghevole  
e rimovibile - U67



Appoggiatesta  
regolabile - U72

Cintura di  
sicurezza ad H

Braccioli tubolari


Supporto laterale  
(fianchi/tronco) - U69



Ruote posteriori in  
PU piene o gonfiabili

SCANSIONAMI per ESPLORARMI





Portabombola di ossigeno - U70



Stabilizzatore del tronco - U71



Bracciolo tubolare - U84




Pelotte tronco regolabili - U85



Telaio per interni - U82



Pelotte regolabili - U86



Pelotte aggiuntive tronco regolabili - U87



Protezione telaio - U88



Cuscino lombare - U89



Tavolo in plastica - U90



Sistema di posizionamento per i piedi - U91

## Dati tecnici Gemini 2 (per modelli con larghezza sedile 320 e 400 mm)

■ Larghezza totale	620 mm & 690 mm
■ Altezza totale	1200 mm & 1275 mm
■ Lunghezza totale	950 mm & 1060 mm
■ Larghezza da piegato	620 mm & 690 mm
■ Larghezza seduta	320 mm & 400 mm
■ Altezza bracciolo	200 mm

■ Altezza sedile da terra	510 mm
■ Altezza schienale	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Profondità seduta	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Peso	18 kg & 27 kg
■ Portata massima	35 kg & 50 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE


Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## Prodotti pensati per te

**VERMEIREN** cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Stiamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

## Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Gemini 2** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



## VERMEIREN Italia S.R.L.

via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate MI  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.