

Mat X3

Colchón presión alternante


Sobrecolchón de presión alternante para pacientes con riesgo bajo-medio de UPP.
Peso máximo usuario 130 kg.
Grosor 11.5 cm y superficie 200 x 90 cm



Colchón sobre la cama (sólo fines ilustrativos)



Funda en PVC impermeable y transpirable. De serie sólo para el modelo MAT X3



Detalle tubos intercambiables en PVC resistente



Compresor eléctrico de ciclo alternante con regulación de la presión



Compresor

Potencia nominal	220V / 50 Hz, 8W
Presión de salida	6 litros / minuto
Rango de presión	25-110 mmHg
Tiempo de ciclo	5 min. - 10 min.
Fusible	1,5A / 250V
Peso	1,2 kg

Colchón MAT X3

Color	Negro
Material	PVC
Peso máximo	130 kg
Dimensiones	2000 x 900 x 114
Peso	6,5 kg
Funda	incluida

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— MAT X3 —

