

V300 XL



Tallas Grandes


C59
champán



Versión bariátrica de la silla multipalier V300. Con doble cruceta para soportar hasta 170 kg sin problemas. Fabricada en aluminio.



1 Tapizado en nylon negro



2 Altura de asiento regulable en 4 posiciones



3 Máxima resistencia con la doble cruceta



4 Paletas regulables en ángulo

Gama de accesorios y opciones.



740
770
810



350



530
560
600



220-240



440-530



400



330-500



490-530



1085



21



170

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— V300 XL —

