



376

Mesa auxiliar

La mesa auxiliar 376 es ajustable en altura, es inclinable y dispone de ruedines para moverla con comodidad.

Es ideal para el uso doméstico o en entornos asistidos, combinando tanto con una cama, una butaca o un sillón reclinable. La estructura tiene un recubrimiento al epoxi de larga duración y la mesa permite ajustar y fijar su inclinación a ambos lados, ideal para la lectura.

Mientras que el anexo fijo es perfecto para dejar bebida, comida o dispositivos electrónicos.

Longitud total	920 mm
Anchura total	470 mm
Ajustable en altura	610 mm - 950 mm
Altura libre al suelo	110 mm
Tablero total (fijo + inclinable)	765 mm x 410 mm
Peso total	9,4 kg
Carga máxima	15 kg
Ruedines	∅ 50 mm
Colores	Chasis gris - mesa oxide Chasis beige - mesa haya

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15 mm / 1,5kg).
Abriendo nuevos horizontes en movilidad.



VERMEIREN Iberica, S.L.U. - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 40 50 54
www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.



Nuevos Horizontes