

# Mia

## Elevador WC



**También disponible, en opción,  
una funda de goma blanda fácil de limpiar**

**Mia** es un elevador WC adaptable (altura de asiento de 10 cm o 15 cm) compatible con la mayoría de inodoros. Se ajusta sin herramientas para adaptarse a su inodoro. Para aumentar la comodidad del asiento, hay disponible una cubierta de goma opcional que también es fácil de limpiar.

ancho	365 mm
altura total	100 - 150 mm
largo	405 mm
carga máxima	225 kg
colores	blanco

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15 mm / 1,5kg).  
Abriendo nuevos horizontes en movilidad.



**VERMEIREN Iberica, S.L.** - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A  
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 40 50 54  
[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es) - [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.



## Nuevos Horizontes