

Altitude/Coraille

XXL

SCHALENSITZSYSTEM
Komfort und Sicherheit

Gepolsterte
Kopfstütze

5-Punkt-
Sicherheitsgurt



Coraille XXL



Altitude XXL

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Daten Altitude XXL - Coraille XXL

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Rückenhöhe	Sitzneigung	Sitztiefe	Gesamtlänge	Gewicht	max. Belastbarkeit

790	550 600	230	520/540/560	1240	780	-4°/36°	500	1120	37	150
-----	------------	-----	-------------	------	-----	---------	-----	------	----	-----

Abweichungen bei Maßen, Gewicht und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich

Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmässige Druckentlastung und erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.



Option **B52** Infusionshalter

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Bezugsfarben



dartex orange **dartex** praline **dartex** prune

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.