



# V500 ACTIVE

De nuestro legado de las V-series,  
**llega la *Active*.**



**VERMEIREN**  
we care for you

## LIGEREZA: DESDE 11,9 KG

Gracias a nuestros esfuerzos, hemos creado con éxito un modelo excepcionalmente liviano, con un peso impresionante de 11,9 kg. Este notable resultado muestra nuestro compromiso con la innovación y la entrega de una silla de ruedas que no solo parezca dinámica, sino que también ofrezca mayor movilidad y facilidad de uso.



## V500 ACTIVE


Presentamos **la silla de ruedas V500 Active**, basada en el exitoso concepto de la familia V500. Este modelo de vanguardia ofrece una gran cantidad de opciones y accesorios que satisfacen diversas necesidades, incluidos los requisitos más avanzados.

Diseñada para la máxima personalización del usuario, la V500 Active ofrece una alta capacidad de configuración, lo que garantiza un ajuste perfecto para cada individuo. Con una estética activa y moderna, atrae a quienes buscan una apariencia elegante y dinámica.


Experimenta la fusión ideal de comodidad y adaptabilidad que se encuentra en una silla de ruedas estándar, perfectamente combinada con la elegancia y agilidad de una silla plegable activa. La V500 Active logra el equilibrio perfecto al ofrecer una solución de movilidad incomparable que empodera a los usuarios en sus actividades diarias.



**ÁNGULO DE ASIENTO AJUSTABLE:**  
0° - 10°



**ALTURA DE ASIENTO AJUSTABLE:**  
44\* - 47 - 50 - 53 CM



**PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE:**  
42 TO 48 CM



**REPOSAPIERNAS EXTRAIBLES Y PLEGABLES HACIA EL EXTERIOR O EL INTERIOR**

*\*Requiere ruedas traseras de 22"*



## ALTURA DE RESPALDO

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

## EMPUÑADURAS 5 SOLUCIONES

- Empuñaduras fijas (12 cm)
- Empuñaduras filas cortas (8 cm)
- Empuñaduras plegables
- Empuñaduras rígidas ajustables en altura, con mordaza
- Empuñaduras plegables ajustables en altura, con mordaza



## REPOSAPIÉS

- Los reposapiés y reposapiernas se ofrecen con una amplia gama de soluciones, que satisfacen las diversas necesidades de los usuarios y se adaptan a sus necesidades cambiantes a lo largo del tiempo.

## REPOSABRAZOS

Los reposabrazos vienen con variedad de opciones, que van desde elegantes protectores laterales de aluminio hasta cómodos reposabrazos ajustables y extraíbles diseñados para brindar la máxima comodidad.

- B82S - Salvaropas (estándar)
- B82 - Guardabarros en salvaropas
- Bi5 - Reposabrazos extraíble y ajustable en altura
- Bi5A - Guardabarros curvos extraíbles y regulables
- Bi5SA - Guardabarros rectos extraíbles y regulables

## FRENOS

Empuje

Deportivos



## RUEDAS

- 11 soluciones de ruedas traseras
- 21 soluciones de ruedas delanteras
- Encuentra el equilibrio entre peso, confort y tu presupuesto.





## COLORES DISPONIBLES

¡Disfruta un amplio espectro de colores! Cada tono que hemos seleccionado cuidadosamente no sólo refleja nuestro estado de ánimo, sino que también define nuestra forma de vida.

Tienes la oportunidad de elegir entre una variedad de tonos, lo que te permitirá personalizar tu silla de ruedas y encarnar verdaderamente tu singularidad.



C86 Gris carbón



C79 Azul claro



C89 Cobre



C85 Verde brillante



C76 Blanco

## Información técnica

■ Ancho total	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Altura plegada (depende de la altura de asiento)	740 - 840 mm
■ Largo total	975 - 1035 mm
■ Ancho plegado	310 mm
■ Ancho de asiento	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Peso de la parte más pesada	7,5 kg

■ Altura de asiento	440* - 470 - 500 - 530 mm
■ Altura de respaldo	300 - 350 - 400 mm
■ Profundidad de asiento	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Peso	11,9 kg
■ Peso máximo usuario	130 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales. \*Requiere ruedas traseras de 22"

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)

Para más información contacte con su distribuidor local.

