



o n e

Scooter compacto  
 Perfecto para el día a día  
 Adaptado a tu estilo

Presentamos **One**, lo compacto y el estilo en un scooter diseñado tanto para interiores como para su uso al aire libre. Su ligero y compacto diseño lo convierten en el mejor compañero para tus salidas diarias, desplazándose sin esfuerzo por cualquier entorno urbano. Abraza la libertad y comodidad que trae **One** a tu vida, elevando tu movilidad a nuevas alturas. Experimenta la alegría de poseer un scooter que complementa perfectamente tu carácter y se adapta a tu estilo de vida dinámico.

o n e





## Experimenta el poder de **One = 4**

Adapta tu scooter a tu estado de ánimo y a tu vestuario

Scooter **One** se entrega con 4 colores intercambiables incluidos. Exprésate sin esfuerzo cambiando fácilmente los colores para crear el look perfecto para cualquier ocasión, en unos pocos segundos.

Un scooter, cuatro estilos increíbles - es la ecuación definitiva para la individualidad y la personalización.



No es necesario herramientas





## Uso sencillo

Diseñado con un asiento giratorio de 360° y reposabrazos abatibles para asegurar la accesibilidad sin esfuerzo, permite a los usuarios montar y desmontar del scooter de forma segura.



Fácil de usar, con indicador LED de estado de la batería.  
Sencillo y directo.





## Ajustable

Columna de dirección ajustable, que permite a los usuarios encontrar sin esfuerzo su posición de conducción óptima para una máxima comodidad.



## Compacto y eficiente

Completamente desmontable en cuestión de segundos, el scooter **One** permite su almacenamiento o transporte sin esfuerzo, haciéndolo excepcionalmente conveniente para los usuarios.



Cabe en un maletero pequeño

Con un impresionante diámetro de giro mínimo de 115 cm, el scooter **One** destaca como una solución de movilidad interior compacta, ideal para viajes diarios al supermercado, visitas a restaurantes o maniobrar a través de espacios pequeños con facilidad.





o n e

Scooter

**3 VERSIONES**



o n e

Tu compañero **del día a día**

8  
km/h



Autonomía  
máxima de

16 km



**Baterías de  
15 Ah (24 V)**

**Ruedas  
macizas PU**







# one<sup>+</sup>

Llega **más lejos**

8  
km/h



30 km



Autonomía  
máxima de

**Baterías de  
25 Ah (24 V)**

**Ruedas  
macizas PU**





# one<sup>AIR+</sup>

Llega más lejos **cómodamente**

**8**  
km/h



30 km



Autonomía  
máxima de

**Baterías de  
25 Ah (24 V)**

**Ruedas  
neumáticas**





## Información técnica

Ancho total	490 mm
Altura total	880 mm
Largo total	1030 mm
Altura de asiento	525-570 mm
Radio de giro mínimo	1150 mm
Batería	24V - 15 Ah

Autonomía	16 km*
Motores	270 W
Velocidad	8 km/h*
Peso	44,9 kg
Peso máximo usuario	136 kg
Información adicional	CE

\*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox.15%)

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.



## Información técnica

Ancho total	490 mm
Altura total	880 mm
Largo total	1030 mm
Altura de asiento	525-570 mm
Radio de giro mínimo	1150 mm
Batería	24V - 25 Ah

Autonomía	30 km*
Motores	270 W
Velocidad	8 km/h*
Peso	50 kg
Peso máximo usuario	136 kg
Información adicional	CE

\*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox.15%)

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

one



**VERMEIREN**  
we care for you