

EZ1 Multiposition

Multifunción

Especificaciones estándar:

- Basculante y reclinable mediante pistones neumáticos
- Asiento y respaldo en PU Soft Touch
- **Reposacabezas regulable lateralmente L58**
- **Reposapiés elevables largos BZ7**
- Empuñaduras regulables en altura
- Carga máxima 150 kg.



Modelo	Precio
<input type="checkbox"/> Ruedas traseras de 550 mm	1.900 €
<input type="checkbox"/> T30 Ruedas traseras de 300 mm	1.900 €

Chasis
<input type="checkbox"/> C29 Gris <input type="checkbox"/> C21 Rojo

Acnho de asiento
<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 51
<input type="checkbox"/> 54
<input type="checkbox"/> 57

Reposapiés	
<input type="checkbox"/> BZ8 Reposapiés elevables cortos	S.C.

Respaldo	
<input type="checkbox"/> Altura respaldo estándar, 50 cm	
<input type="checkbox"/> L07 Respaldo alto de 60 cm	45 €

Configuración estándar

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES

Ruedas Delanteras	Traseras
<input type="checkbox"/> AP6 200X50 Macizas	Macizas

Opciones	
<input type="checkbox"/> L04 Soporte lateral de tronco IZQUIERDO	78 €
<input type="checkbox"/> L04 Soporte lateral de tronco DERECHO	78 €
<input type="checkbox"/> B74 Frenos de tambor (T30 estándar)	279 €
<input type="checkbox"/> B58 Cinturón de seguridad	67 €
<input type="checkbox"/> B12 Mesa	160 €
<input type="checkbox"/> B78 Ruedas anti-vuelco	57 €
<input type="checkbox"/> B22 Taco abductor	75 €

