



# V500

Fauteuil roulant manuel léger avec assise réglable en profondeur, roues avant bandage Krypton et 24" alu krypton à l'arrière. Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur, accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Assise et dossier réglables en tension.  
Poids maxi utilisateur : 130kg



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

**\* Prescription Médicale :**

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9122012\*  
+ 1 coussin de siège LPP: 9322366\* + 1 coussin de dossier LPP: 9322366\*

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil V500 en exécution standard sans options <input checked="" type="checkbox"/>	529,85 €	558,99 €	558,99 €	9122012*

## ASSISE

### Largeur d'assise

39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

### Profondeur d'assise

Réglable de 38 à 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

### Hauteur de siège réglable de 44 à 53 cm (livré en 50 cm)

Surbaissé hauteur minimum à partir de 39,5 cm (cocher kit surbaissé dans "Kit à monter")	<input type="checkbox"/>				
50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

### Hauteur de dossier

40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

## COULEUR

C80	Cadre bleu, revêtement nylon noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-----	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	---	---	---



## ACCOUDOIRS

Bi5	Accoudoirs Design	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-----	-------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---



Bi5

## MANCHETTES GOUTTIERES

B66O	Manchette gouttière orientable à gauche (1913829)	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
B66O	Manchette gouttière orientable à droite (1913830)	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 4.						



B66O

## REPOSE-PIEDS (la paire)

B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire) adaptation avant départ	<input type="checkbox"/>	76,70 €	80,92 €	-	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	<input type="checkbox"/>	49,56 €	52,29 €	-	-










B06





BK6

B19




B21





			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
<b>REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)</b>								
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337		
BL7	Repose jambe pour amputé droit ( <i>repose moignon</i> )	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	BZ8ART	
BP7	Repose-jambe gouttière à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314		
<b>REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)</b>								
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337		
BK7	Repose jambe pour amputé gauche ( <i>repose moignon</i> )	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	RK7 / RI7	
BP7	Repose-jambe gouttière à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314		
<b>REPOSE-JAMBES MONOBLOC (Coloris Noir)</b>								
BZ10	Repose-jambe monobloc	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	105,76 €	9322337		
<b>CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)</b>								
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	<input type="checkbox"/>	○	-	-	Forfait annuel pour les roues-Réparations communes aux Fauteuils Roullants LPPR 4307824 =>74,82€		
A18	Avant 6" bandage Krypton / Arrière 24" Alu Gonflable gris	<input type="checkbox"/>	○	-	-			
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	<input type="checkbox"/>	○	-	-			
AB5	Avant 8" bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton (⚠ d'origine sur T50) noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-			
AP7	Avant 6" krypton 140x40 et Arrière 24" alu bandage Krypton gris	<input type="checkbox"/>	○	-	-			
AB6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-			
AB8	Avant 6" bandage et Arrière 24" alu bandage Krypton (d'origine sur T39 à 48) noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-			
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable gris	<input type="checkbox"/>	64,07 €	67,59 €	-			
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)	<input type="checkbox"/>						
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-			-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-		
<b>KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)</b>								
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm (ou 45cm avec T30)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm (ou 45 cm avec T30)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
T30	Version poussette avec roues arrières 12 <sup>1/2</sup> x 2 <sup>1/4</sup>							
	roues arrières gonflables	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	roues arrières Krypton	<input type="checkbox"/>	55,25 €	58,29 €	-	-		
HEM2 24"	Kit hémiplégique 24" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389		
HEM2 22"	Kit hémiplégique 22" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389		
B74	Freins à tambours (sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2 double main courante) - uniquement roues bandages grises	<input type="checkbox"/>	109,79 €	115,83 €	-	-		
1993999	Kit freins reliés à commande unilatérale (inclus dans le kit Hémiplégique)		159,36 €	168,12 €				
	Gauche	<input type="checkbox"/>			-	-		
	Droite	<input type="checkbox"/>			-	-		
<b>KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)</b>								
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm (ou 45cm avec T30)	<input type="checkbox"/>	215,85 €	227,72 €	-	-		
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm (ou 45 cm avec T30)	<input type="checkbox"/>	215,85 €	227,72 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
HEM2 24"	Kit hémiplégique 24" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible ( <i>d'origine à droite</i> )	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplégique 22" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible ( <i>d'origine à droite</i> )	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	191,73 €	202,28 €	-	-	
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	191,73 €	202,28 €	-	-	
<b>APPUI -TÊTE</b>							
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395	 B14
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile ( <i>obligatoirement avec B90</i> )	<input type="checkbox"/>	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290	 B47
L55B	Appui-nuque ( <i>obligatoirement avec B90</i> )	<input type="checkbox"/>	60,10 €	63,41 €	63,41 €	9322290	 L55B
L55	Appui-tête ski réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290	 L55
<b>ACCESSOIRES</b>							
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide ( <i>ref 1990516</i> )	<input type="checkbox"/>	80,83 €	85,28 €	-	-	 B58
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-	 B22
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-	
B31	Porte canne ( <i>porte béquille</i> )	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31
B40	Prolongateur de freins rabattable avec frein complet ( <i>monté</i> )						
	droit	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	gauche	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 B42
B42	Filet de transport	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-	 B42
B52	Porte sérum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	 B52
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur à droite	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur à gauche	<input type="checkbox"/>	39,02 €	41,17 €	-	-	 B78
B83	Porte obus* ( <i>diamètre en mm à préciser SVP</i> )						
	Ø 115	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 130	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 145	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 155	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	 B83










			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B90	Barre de poussée (standard pour largeurs 48 à 50 cm)	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol	<input type="checkbox"/>	53,09 €	56,01 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (impératif avec l'option barre de poussée B90)	<input type="checkbox"/>	207,97 €	219,41 €	-	-	 B101
B15A	Tablette Plexi Transparente (ref 1912219)	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	76,84 €	9322350	 B15A

DOSSIER							
L14	Dossier anatomique en skaï	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L14
L14 Soft	Dossier anatomique soft	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
L34	Dossier post-formé anatomique (soft touch gris)	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	34,90 €	9322366	 L34
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (la pièce) (15x23 cm) uniquement avec dossiers L14 et L14 Soft						
	à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (la pièce) (11x21,5 cm) uniquement avec dossiers L14 et L14 Soft						 L04
	à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	

ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï (recommandé pour taille 55)	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L15
L15 Soft	Siège anatomique soft	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	 L15
L35	Siège post-formé Anatomique	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	34,90 €	9322366	 L35

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche		Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	 B66M/
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	 B66ML/ B66OML
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	 B66MA/ B66OMA
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	

V-DRIVE (Assistance Motorisée)								
<b>DRIVE Std Ref</b>	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg) • B90 obligatoire si commandé avec B74	<input type="checkbox"/>		1 250,80 €	1 319,59 €	-	-	
Ref 1914591	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)			-	-	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>COUSSINS GEL "Les Indispensables"</b>							
V16	Protège talon gel 120x140 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 V20
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	V16 
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	V24 
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	V28 
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	V32 
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm ( <i>l'unité</i> )	<input type="checkbox"/>	37,40 €	39,46 €	-	-	V36 
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	

<b>TOTAL :</b>			
----------------	--	--	--

<b>Commentaire :</b>