



# EDEN

Pratico e confortevole, **seggione polifunzionale** con seduta basculante da -3° a +30°. Peso della carrozzina: 34/36 kg, peso massimo utilizzatore: 120 kg. Rivestimento in tessuto microfibra bicolore, telaio in acciaio. Dotata di 4 ruote con freno. Tavolino laterale ribaltabile. Appoggiatesta morbido. Cintura di sicurezza.

Riferimento Codice ISO: 12.22.18.009 (ex 18.09.18.012/18.09.18.226)  
Numero repertorio: in corso

<b>Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle</b>		<b>Prezzo al pubblico</b>	<b>IVA</b>
Versione EDEN in skay nero e tessuto nero	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.020,00	4
Versione EDEN in skay taupe e tessuto marrone	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.020,00	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo	
<b>SEDUTA</b>			
<b>Larghezza sedile</b>			
38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# EDEN-E

Versione elettrica del mod. EDEN

Riferimento Codice ISO: 12.22.18.009 (ex 18.09.18.012/18.09.18.226)  
Numero repertorio: in corso

<b>Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle</b>		<b>Prezzo al pubblico</b>	<b>IVA</b>
Versione EDEN-E in skay nero e tessuto nero	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.400,00	4
Versione EDEN-E in skay taupe e tessuto marrone	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.400,00	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo	
<b>SEDUTA</b>			
<b>Larghezza sedile</b>			
38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	