

# 9300 series

Sillas fijas

## Especificaciones estándar:

- Sillas fijas
- Respaldo anatómico reclinable
- Asiento inodoro, con cubeta extraíble
- Reposapiernas elevables



## Modelo

## Precio

	9300 Ruedas traseras de 600mm
	9302 Las 4 ruedas pequeñas
	9303 Las 4 ruedas de 100mm

	313 €
	300 €
	275 €

## Ancho de asiento

43	46

## Reposacabezas

	L06 Reposacabezas	84 €
	L55 Reposacabezas ajustable en altura	450 €
	Mesa universal B15 para 9300 serie	160 €



9302



9303

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES



VERMEIREN IBÉRICA, S.L.U.

Ctra. Cartellà, Km 0,5 Sant Gregori Parc Industrial  
17150 Sant Gregori (Girona) Tel. 972428433  
www.vermeiren.es info@vermeiren.es