



TIMIX SU

Ajustables aux besoins personnels, Design attractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité
Avec option verticalisateur (SU) incluse
Poids du fauteuil : 160 kg, Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, VERMEIREN
Vermeiren TIMIX SU code LPP : 9122265*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

○ = Option sans supplément de prix




Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
Fauteuil roulant électronique verticalisateur sur base de châssis TIMIX : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes BZ10 électriques (équipé commande LiNX) moteur 6km/h	<input type="checkbox"/> 11 164,78 €	<input type="checkbox"/> 11 778,84 €	<input type="checkbox"/> 5 187,48 €	<input type="checkbox"/> 9122265
2 x 220W équipé d'origine du V-Stab Technology. (4 vérins)				
Option 10 km/h	<input type="checkbox"/> 523,60 €	<input type="checkbox"/> 552,40 €	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -







TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise				
40 cm (inclinaison du dossier limitée à 30°)	<input type="checkbox"/>	○	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-
Profondeur d'assise réglable				
Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-
Pré-réglage à : 44,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-
Pré-réglage à : 47 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-
Hauteur d'assise				
52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-


CHOIX DE LA COMMANDE





LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudeur	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	

AUTRES COMMANDES POSSIBLES


LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable (obligatoirement avec LiNX LCD)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	 
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudeur opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	 
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-	-	

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)

1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
ADAPTATIONS JOYSTICK								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	 <p>*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.</p> <p>**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.</p>	
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS								
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○		-	-		
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-		
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-		
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 <p>B66O</p>	
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
NOUVEAU Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 3.								
COLORIS								
			mat	brillant				
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○				
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	218,17 €	230,17 €	-	
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	218,17 €	230,17 €	-	
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial								

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER								
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-		
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-		
ROUES ARRIERES (9")								
	Pneus lisses gonflables noirs	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Pneus lisses, gonflables gris	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Pneus lisses bandages noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
ROUES AVANT (3.00 x 8)								
	Pneus crampons gonflables noirs	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Pneus lisses gonflables noirs	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Pneus crampons gonflables gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-		
	Pneus crampons bandages noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
OPTIONS ET ACCESSOIRES								
SE01	Garde-boues	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	   	
SE19	Kit éclairage LED	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-		
SE26	Barre de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE37	Cale-cuisses (<i>la paire</i>) inclinaison dossier limitée à 45° en taille 40	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-		
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-		
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-		
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L58	Appui-tête à former réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-		
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,84 €	332,16 €	-	-		
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
			Gauche	Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
RAMPES TÉLESCOPIQUES							
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	
TOTAL :							