



PLEGO

Plego est un fauteuil roulant électrique pliant conçu pour un transport facile et compact pour tenir dans un coffre de voiture. Avec Plego vous pouvez profiter d'une mobilité à l'extérieur avec une vitesse jusqu'à 6km/h



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89
Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Date et achat de la société:

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN non-inclinable code LPP : 9122124

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Photo
Configuration Standard				
S = Standard O = choix sans surcoût □ = choix avec surcoût				
Plego en exécution standard	<input checked="" type="checkbox"/> 2 561,91 €	2 702,81 €	LPP 9122124 2702,81€	

STANDARD

	Palette centrale	S	-	-	-	
	Accoudoirs rabattables pour les transferts	S	-	-	-	
Hauteur d'assise	48 cm (sans coussin)	S	-	-	-	
Largeur d'assise	46 cm	S	-	-	-	
Profondeur d'assise	43 cm	S	-	-	-	
Hauteur de dossier	46 cm	S	-	-	-	
B24DL 5cm	Coussin d'assise 5cm - revêtement 3D Net noir	S	-	-	-	
B58	Ceinture de sécurité	S	-	-	-	
B78	Roulettes anti-bascules	S	-	-	-	
C75	Châssis noir mat	S	-	-	-	
L46	Dossier réglable en tension (4 sangles)	S	-	-	-	
SE01	Gardes-boue	S	-	-	-	
Roues avant	200 x 50 PU Noir	S	-	-	-	
Roues arrières	12" PU Noir	S	-	-	-	

COMMANDE

	Standard	O Gauche O Droite	S	-	-	-	
SE08	Fixation de commande à l'arrière (sur dossier)		<input type="checkbox"/>	84,85 €	89,52 €	LPP 9322410 35,71€	
SE53	Pantographe	O Gauche O Droite	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €	-	



BATTERIE

	12.8 Ah - 24V Li-ion	S	-	-	-	
	17.5 Ah - 24V Li-ion	<input type="checkbox"/>	242,42 €	255,75 €	-	

COLORIS

Accents de couleur					
C77	Noir brillant	<input type="radio"/>	-	-	
C4G	Rouge brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	
C56G	Bleu métallique brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	
C52	Turquoise brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	
C87G	Orange brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	
C88G	Or Brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	

			Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Photo
ROUES						
	Roues PU bandages sur les 4 roues	S	-	-	-	
	Roues PU Bandages à l'avant et Gonflables à l'arrière	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €	-	
	Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière	<input type="checkbox"/>	119,00 €	125,55 €	-	

APPUI-TÊTE						
L58	Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	
L58C	Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	

OPTIONS						
SE19	Kit éclairage	<input type="checkbox"/>	152,00 €	160,36 €	-	
B20	Ceinture de sécurité supplémentaire	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €	-	
B31	Porte-béquille	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €		
B63	Pochette de rangement derrière le repose-pieds	<input type="checkbox"/>	99,00 €	104,45 €		
B64	Sac de rangement sous le siège	<input type="checkbox"/>	112,00 €	118,16 €		
E SE 45	Bâche de protection PLEGO	<input type="checkbox"/>	99,00 €	104,45 €		
	Batterie supplémentaire 12.8 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	440,48 €	464,71 €	-	
	Batterie supplémentaire 17.5 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	630,95 €	665,65 €	-	
	Chargeur supplémentaire (identique pour les 2 batteries)	<input type="checkbox"/>	100,00 €	105,50 €	-	

RAMPES						
692	Paire de Rampes pliables 692 (180cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	

TOTAL :						
----------------	--	--	--	--	--	--

<u>Commentaire :</u>