



# V 500 LIGHT

**Carrozzina leggera** con diverse regolazioni di facile adattabilità. Peso della carrozzina: a partire da 15,5 kg, peso massimo utilizzatore: 130 kg. Tela schienale in nylon nero tensionabile. Tela sedile in nylon nero con cuscino. Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 piene krypton soft estraibili, ruote anteriori 6" piene krypton soft. Pedane estraibili e ribaltabili B06. Braccioli Bi5 regolabili in altezza a colonna ed estraibili.

Riferimento Codice ISO: 12.22.03.006  
(ex 12.21.06.039/12.24.03.121/12.24.21.106/12.24.06.172/12.24.21.109/12.24.21.112/12.24.03.118)  
Numero repertorio: 2432814/R

<b>Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle</b>		<b>Prezzo al pubblico</b>	<b>IVA</b>	
Carrozzina in esecuzione standard senza opzioni		<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.030,79	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo		
<b>SEDUTA</b>				
<b>Larghezza sedile</b>				
	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
	48 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
	50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
<b>Profondità seduta</b>				
	da 42 cm a 48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Altezza del sedile da terra</b>				
	regolabile da 47 a 53 cm	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Altezza dello schienale</b>				
	da 40 cm regolabile	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>COLORI</b>				
C80	Telaio blu, rivestimento nylon nero	<input checked="" type="checkbox"/>		
C86	Telaio grigio carbonio, rivestimento nylon nero	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>BRACCIOLI (al paio)</b>				
Bi5	Bracciolo regolabile in altezza (ex 1 2.24.06.160)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
<b>PEDANE (al paio) in aggiunta alla base</b>				
B06	Pedane standard	<input checked="" type="checkbox"/>		
BZ8	Pedane elevabili artic.corte 12.22.91.718 (ex 12.24.03.109)	<input type="checkbox"/>	€ 98,00	
BZ7	Pedane elevabili articolate 12.22.91.718 (ex 12.24.03.109)	<input type="checkbox"/>	€ 98,00	
<b>AGGIUNTIVI ALLA CARROZZINA ASSETTO BASE:</b>				
B12	Tavolo in legno 12.22.91.715 (ex 12.24.15.112)	<input type="checkbox"/>	€ 98,00	
B14	Prolunga schienale (di serie per mod. 30°) 12.22.91.709 (ex 12.24.06.157)	<input type="checkbox"/>	€ 58,00	
B15A	Tavolo in plastica doppio attacco 12.22.91.715 (ex 12.24.15.112)	<input type="checkbox"/>	€ 118,00	
T30	Modello da transito (ex 12.21.06.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
30°	Schienale reclinabile a 30° (ex 12.21.06.163)	<input type="checkbox"/>	€ 139,00	