

<h1>V500</h1> <h2>ACTIVE</h2>		
<p>V500 Active. Silla de ruedas ultraligera fabricada en aluminio, altamente configurable gracias a una amplia gama de opciones y accesorios para personalizar la silla según las necesidades de cada persona.</p> <p>De nuestro legado de las V-Series, llega la Active.</p>		
V500 Active	Precio	Imagen
	1.420,00 €	

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard

B80	Quick-release	S	
B18	Soporte de talón	S	
B23 4cm	Cojín 4cm	S	

ANCHO DE ASIENTO

39 cm	<input type="checkbox"/>	
42 cm	<input type="checkbox"/>	
44 cm	<input type="checkbox"/>	
46 cm	<input type="checkbox"/>	
48 cm	<input type="checkbox"/>	
50 cm	<input type="checkbox"/>	

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

42 cm	<input type="checkbox"/>	
44 cm	<input type="checkbox"/>	
46 cm	<input type="checkbox"/>	
48 cm	<input type="checkbox"/>	


ALTURA DE ASIENTO

44 cm - requires 22" rear wheels	<input type="checkbox"/>	
47 cm	<input type="checkbox"/>	
50 cm	<input type="checkbox"/>	
53 cm	<input type="checkbox"/>	

ALTURA DE RESPALDO

30 cm	<input type="checkbox"/>	
35 cm	<input type="checkbox"/>	
40 cm	<input type="checkbox"/>	

REPOSABRAZOS

Bi5	Reposabrazos extraíble y ajustable en altura	<input type="checkbox"/>	60,00 €	
Bi5A	Protector de ropa antisalpicaduras ajustable en altura curvo	<input type="checkbox"/>	150,00 €	
Bi5SA	Protector de ropa antisalpicaduras ajustable en altura recto	<input type="checkbox"/>	90,00 €	
B82S	Protector de ropa	<input type="checkbox"/>	s/c	
B82	Protector de ropa antisalpicaduras	<input type="checkbox"/>	60,00 €	

REPOSAPIÉS

B06	Reposapiés estándar extraíbles	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	s/c	
BA6	Reposapiés estándar extraíbles cortos (7cm más cortos)	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	s/c	
BK6	Reposapiés monoblock		<input type="checkbox"/>	111,00 €	
BP6	Reposapiés monoblock corto		<input type="checkbox"/>	111,00 €	
BP7	Reposapierna escayolada	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	134,00 €	
BL7	Soporte para amputado - Derecho		<input type="checkbox"/>	134,00 €	
BK7	Soporte para amputado - Izquierdo		<input type="checkbox"/>	134,00 €	
BZ7	Reposapiernas elevable y ajustable	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	145,00 €	
BZ9	Reposapiernas monoblock		<input type="checkbox"/>	264,00 €	
BZ10	Reposapiernas monoblock inclinable		<input type="checkbox"/>	300,00 €	

COLOR DEL CHASIS

C86	Gris Carbon	<input type="checkbox"/>	s/c	
C79	Azul claro	<input type="checkbox"/>	s/c	
C76	Blanco	<input type="checkbox"/>	s/c	
C89	Cobre	<input type="checkbox"/>	s/c	
C85	Verde brillante	<input type="checkbox"/>	s/c	
	Otros colores disponibles (bajo consulta)	<input type="checkbox"/>	150,00 €	

RESPALDO

L46	Respaldo ajustable en tensión Tapicería en Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	s/c	
	Tapicería 3D Net	<input type="checkbox"/>	75,00 €	

ASIENTO

L40	Asiento ajustable en tensión Tapicería en Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	s/c	
	Tapicería 3D Net	<input type="checkbox"/>	75,00 €	

EMPUÑADURAS

No PH	Sin empuñaduras	<input type="checkbox"/>	s/c	
PH01	Empuñaduras fijas (12cm)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	
PH02	Empuñaduras fijas cortas (8cm)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	
PH03	Empuñaduras plegables	<input type="checkbox"/>	171,00 €	
PH05	Empuñaduras ajustables en altura con brida	<input type="checkbox"/>	171,00 €	
PH06	Empuñaduras ajustables en altura con brida y plegables	<input type="checkbox"/>	273,00 €	

RUEDAS

RUEDAS TRASERAS					
22"	De diseño, rueda ligera 22", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		<input type="checkbox"/>	189,00 €	
24"	De diseño, rueda ligera 24", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		<input type="checkbox"/>	189,00 €	
	De diseño, rueda ligera 24", radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		<input type="checkbox"/>	225,00 €	
	Spirit 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		<input type="checkbox"/>	800,00 €	
	Spirit 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		<input type="checkbox"/>	850,00 €	
	Spirit 24" con buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		<input type="checkbox"/>	800,00 €	
	Spirit 24" con buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		<input type="checkbox"/>	850,00 €	
	Spirit 24" con buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		<input type="checkbox"/>	800,00 €	
	Spirit 24" con buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		<input type="checkbox"/>	850,00 €	
	Estándar, 24" x 1 3/8 - krypton		<input type="checkbox"/>	s/c	
	Off Road	Off road 24" - Cubiertas Schwalbe Land Cruiser		<input type="checkbox"/>	550,00 €
B74	Freno de tambor Cubierta: 24x1 3/8 - siempre con empuñaduras		<input type="checkbox"/>	240,00 €	
HEM2	Kit doble aro para hemiplejia		<input type="checkbox"/>	450,00 €	

RUEDAS DELANTERAS					
Anchas	Estándar negro	O 3" O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	45,00 €	
	Alu - Plata	O 3" O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
	Alu - Rojo	O 3" O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
	Alu - Azul	O 3" O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
	Carbono	O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
Estrechas	Transparente	O 3" O 4" O 5" O 6"	<input type="checkbox"/>	45,00 €	
	LED	O 4" O 5"	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
Krypton	200 x 50 ruedas Krypton	8"	<input type="checkbox"/>	s/c	

FRENOS

	Push	<input type="checkbox"/>	s/c	
	Sport	<input type="checkbox"/>	s/c	

OPCIONES

B19	Correa para sujetar el pié	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	21,00 €	
B20	Cinturón		<input type="checkbox"/>	30,00 €	
B21	SopORTE para pantorrilas		<input type="checkbox"/>	54,00 €	
B57	SopORTE para pantorrilas pequeño		<input type="checkbox"/>	15,00 €	
B31	Portamuletas		<input type="checkbox"/>	34,00 €	
B33	Cobertura de gel para aro		<input type="checkbox"/>	63,00 €	
B24D	Cojín plegable		<input type="checkbox"/>	87,00 €	
B24DLVI	Cojín visco		<input type="checkbox"/>	99,00 €	
B24	Cojín 6 cm		<input type="checkbox"/>	39,00 €	
B25	Cojín 8 cm		<input type="checkbox"/>	42,00 €	
B26	Cuña para cojín 2cm - 6cm		<input type="checkbox"/>	48,00 €	
B27	Cuña para cojín 4cm - 8cm		<input type="checkbox"/>	60,00 €	
B42	Bolsa de red para almacenamiento		<input type="checkbox"/>	30,00 €	
B42F	Bolsillo en el respaldo		<input type="checkbox"/>	81,00 €	
B52	Portasueros		<input type="checkbox"/>	93,00 €	
B58	Cinturón con hebilla rápida		<input type="checkbox"/>	60,00 €	
B78	Ruedas antivuelco (par)		<input type="checkbox"/>	57,00 €	
B79	Portadocumentos		<input type="checkbox"/>	33,00 €	
B85	Cubreradios	O Transparente	<input type="checkbox"/>	72,00 €	
	O Flores verde/rosa	O Jungle	<input type="checkbox"/>	114,00 €	
	O Flores azul/naranja	O Dino			
	O Extreme	O Lindwurm			
	O Pirate	O Kids			
O World					
B90	Barra de empuje		<input type="checkbox"/>	50,00 €	
B91	Barra antirobo		<input type="checkbox"/>	45,00 €	
	Soluciones de sujeción posturales - Ver catálogo NeoFlex				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Physipro				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Vicair				
	Apósitos de gel - Ver catálogo de Gel cushions				

**La disponibilidad puede variar en función del estoc.*

Consulte a su asesor comercial para obtener la información más actualizada.