

NAVIX FWD



Mieux manoeuvrer grâce au Navix, fauteuil compact à roues motrices avant à crampons pour faciliter le franchissement d'obstacles.

Le Navix est facile à démonter et à transporter. Largeur totale de 570 mm. Le Navix facilite les transferts latéraux vers un lit, une baignoire, les toilettes, etc. Il est ajustable aux besoins individuels de chacun pour un confort personnalisé. Grâce à ses grandes roues avant et une garde au sol de 60 mm, le Navix permet une utilisation en extérieur aménagé.

Moteurs de 2 x 220 W / 38 Ah.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN

Vermeiren NAVIX FWD code LPP : 9122153*

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN

Vermeiren NAVIX FWD code LPP : 9122259*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
AA1 : Navix fauteuil électronique compact d'intérieur 6 km/h réglage du siège et du dossier par vérins électriques (SE39), (équipé commande LiNX) (5 vérins)	<input type="checkbox"/> 3 306,11 €	3 487,95 €	3 487,95 €	9122153*
AA2 : Navix fauteuil électronique compact d'intérieur 6 km/h réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques (SE39), appui-tête, et repose-jambes manuels BZ8, (équipé commande LiNX) (5 vérins)	<input type="checkbox"/> 3 732,71 €	3 938,01 €	3 938,01 €	9122259*
AA2 bis : Navix fauteuil électronique compact d'intérieur 6 km/h réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques (SE39), appui-tête, et repose-jambes électriques BZE, (équipé commande LiNX) (5 vérins)	<input type="checkbox"/> 4 571,56 €	4 823,00 €	3 938,01 €	9122259*

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise

40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

Profondeur d'assise réglable

Pré-réglage à : 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

Hauteur d'assise (au choix mais aussi ajustable sur le fauteuil)

40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
45 cm (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

CHOIX DE LA COMMANDE



LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-






REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1)

B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA1 en remplacement des B06 standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA2 et AA2bis en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-



		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP			
REPOSE-JAMBE DROIT (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)								
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
REPOSE-JAMBE GAUCHE (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)								
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
COLORIS								
		mat	brillant					
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-	
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-	
<u>Couleurs additionnelles : contactez votre commercial</u>								
PNEUS								
Gonflables	roues aluminium : pneus gonflables crampon à l'avant 12"1/2x2 1/4 et pneus gonflables lisses à l'arrière 200x50	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	
Bandages	roues aluminium : pneus bandages crampon à l'avant 12"1/2x2 1/4 et pneus bandages lisses à l'arrière 200x50	<input type="checkbox"/>	319,99 €	337,59 €	-	-	-	
ASSISE								
L16+B23	Coussin d'assise amovible en nylon avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
L35	Coussin d'assise préformé vissé sur le fauteuil	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
L16+L35	Coussin d'assise préformé amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
DOSSIER								
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables (en Nylon obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
L34	Dossier tubulaire avec coussin préformé	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER								
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-	-	
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
AUTRES COMMANDES POSSIBLES							
SE68	Interrupteur a bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX LCD)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 274,39 €	1 344,48 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
ADAPTATIONS JOYSTICK							
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-	
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-	
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-	
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-	
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-	
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-	
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-	
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-	
*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.							
**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces							
OPTIONS ET ACCESSOIRES							
SE19	Kit éclairage LED	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-	
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-	
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	78,02 €	82,31 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
B83	Porte Obus (oxygène) sur fabrication spéciale	<input type="checkbox"/>	220,98 €	233,13 €	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	
SE26	Barre de poussée (non compatible avec dossier tubulaire)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-	
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm) incompatible Lift et uniquement avec dossier L34						
		Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	
		Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm) uniquement avec dossier L34						
		Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	
		Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-
L30	Manchettes larges PU	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	
L31	Manchettes confort PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	
SE42	LIFT de 300 mm (hauteur d'assise mini : 530 mm sans coussin) (+1 vérin)	<input type="checkbox"/>	1 871,10 €	1 974,01 €	-	-	
SE43+SE41	Bascule d'assise électrique à 50° à translation	<input type="checkbox"/>	1 439,93 €	1 519,13 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
L58	Appui-tête à former réglable (<i>standard sur version AA2</i>)	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	
B66O	Manchette gouttière (la pièce), non compatible avec tablette B15 et SE74 rétroviseur						
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES

		Gauche	Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-

RAMPES TÉLESCOPIQUES

	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	
--	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	---	---	--

COUSSINS GEL "Les Indispensables"

V10	Enveloppe protectrice gel 60x240 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V18	Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	41,80 €	44,10 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V24	Protection latérale pour jambe en gel 310x90mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (<i>2 pièces</i>)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	

TOTAL :

Commentaire :