

### Especificaciones estándar:

- Silla de acero de respaldo fijo
- Tapizado en nylon negro
- Reposapiés abatibles y extraíbles
- Reposabrazos abatibles y extraíbles
- Empuñaduras regulables en altura
- Soporte trasero multi-regulable
- Acolchado de reposabrazos multiposición



Modelo	Precio
--------	--------

<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras de 600 mm extraíbles	<b>270 €</b>
<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras de 300 mm (KIT T30)	<b>270 €</b>

Ancho de asiento							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

38	40	42	44	46	48	50	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alturas de asiento		
--------------------	--	--

47	50	53
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reposabrazos	
--------------	--

<input type="checkbox"/>	B03 Reposabrazos abatibles y extraíbles	
* <input type="checkbox"/>	B05 Reposabrazos ajustables en altura (par)	<b>134 €</b>
* <input type="checkbox"/>	B66 Reposabrazo hemiplégico	<b>148 €</b>

Reposapiés	
------------	--

<input type="checkbox"/>	B06 Reposapiés extraíbles y abatibles	
* <input type="checkbox"/>	BZ8 Reposapierna elevable <input type="checkbox"/> Izqda. <input type="checkbox"/> Dcha.	<b>145 €</b>
* <input type="checkbox"/>	BZ8 Par de reposapiernas elevables	<b>290 €</b>
<input type="checkbox"/>	BK6 Reposapiés monoblock	<b>111 €</b>
<input type="checkbox"/>	BL7 Soporte para amputado derecho	<b>134 €</b>
<input type="checkbox"/>	BK7 Soporte para amputado izquierdo	<b>134 €</b>

Chasis	Precio
--------	--------

<input type="checkbox"/>	C70 Gris
--------------------------	----------

Ruedas	Delanteras	Traseras
--------	------------	----------

<input type="checkbox"/>	AP5	200X30 Macizas	Macizas
--------------------------	-----	----------------	---------

Opciones	Montaje
----------	---------

<input type="checkbox"/>	B31 Portamuletas	<b>34 €</b>	15 €
<input type="checkbox"/>	B78 Ruedas antivuelco (par)	<b>57 €</b>	15 €
* <input type="checkbox"/>	B115 Mesa	<b>160 €</b>	15 €
* <input type="checkbox"/>	B14 Prolongador de respaldo	<b>80 €</b>	15 €
* <input type="checkbox"/>	B47 Reposacabezas	<b>170 €</b>	30 €
* <input type="checkbox"/>	B22 Taco abductor	<b>75 €</b>	30 €
* <input type="checkbox"/>	B74 Freno de tambor (sólo con ruedas de 24	<b>200 €</b>	Incluido
<input type="checkbox"/>	L14 Respaldo anatómico PU SOFT TOUCH	<b>225 €</b>	45 €
* <input type="checkbox"/>	L15 Asiento anatómico PU SOFT TOUCH	<b>225 €</b>	45 €
* <input type="checkbox"/>	B17 Asiento inodoro	<b>106 €</b>	30 €

Configuración estándar

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES